

# BRAZAL PEDIÁTRICO

**Talla 6**

ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MONITOREO



**Brazalete pediátrico para NIBP, conexión tipo bayoneta, color marrón.**

**Comprime la arteria braquial del paciente pediátrico para medición de presión arterial sistólica, diastólica y media.**

**Para monitor modular y multiparamétrico.**


**Brazal: 13 a 17 cm**

**Reusable.**

**Material suave y comfortable.**

**Material libre de látex, para pacientes con sensibilidad o alergia.**

**Verija interna: 8 x 21 cm →  
compresión uniforme.**



## Contáctanos

[www.deltamedic.com/](http://www.deltamedic.com/)

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

[ventas@deltamedic.com](mailto:ventas@deltamedic.com)

