


SENSOR DE OXIMETRÍA

Tipo envolverte - Neonatal

ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MONITOREO



Medición continua y no invasiva de SpO2 y Frecuencia de pulso en el paciente neonato.

COMPATIBILIDAD


- PO-100B.
- PM-2000M, PM-2000XL, PM-2000XL+
(con extensión)

Material suave y libre de látex, compatible con la piel sensible del neonato.

Fijación segura y atraumática en pie o mano del neonato. (envoltura)

D-Sub de 7 pines con muesca.

Material resistente al uso clínico continuo en UCI, urgencias y hospitalización.



Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

