

SENSOR DE TEMPERATURA

Cutáneo - Gris Oscuro

ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MONITOREO



Mide de forma continua y no invasiva la temperatura cutánea del paciente.



**Conector
YSI 400.**

**Sensor de disco para
aplicación directa sobre
la piel.**

**Respuesta térmica
rápida para obtención
ágil del parámetro.**

**Uso en adulto
y pediátrico.**

**Material biocompatible
y atraumático para uso
prolongado, libre de
látex.**

**Color gris oscuro
para identificación
rápida entre sondas.**

Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

