

CABLE TRONCAL ECG

3 derivaciones

ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MONITOREO



Cable troncal para electrocardiografía de 3 derivaciones, transmite la señal eléctrica cardíaca al módulo.

COMPATIBILIDAD

- **Monitor Modular PM-2000M - Módulo XM1**
(Requiere cable ECG 3 puntas)

Conector hembra para conexión de cables del paciente.



Blindaje de señal para minimizar interferencias eléctricas del entorno hospitalario.

Material libre de látex, flexible y resistente para facilitar el manejo en entornos clínicos exigentes.

Conector macho de 12 pines para conexión al módulo del monitor.



Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

