

CARRO ROJO

CT10

MOBILIARIO HOSPITALARIO



CARACTERÍSTICAS

4

RUEDAS
GIRATORIAS Y
FRENO EN 2

ABS

PLÁSTICO DE
ALTA
RESISTENCIA

5
KG

CARGA MÁXIMA
EN BANDEJA
LATERAL

5

CAJONES
(2 pequeños, 2
medianos, 1 grande)

✓ BLOQUEO CENTRAL EN CAJONES

✓ DIVISORES EN CADA CAJÓN

INCLUYE

- **Poste porta-venoclisis de altura variable**
- **Soporte para tanque de oxígeno**
- **Basurero Clínico**
- **Tabla de compresiones cardíacas**
- **Soporte para desfibrilador con giro 360° y 10kg de carga máxima**



VISTA



Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

