

DESFIBRILADOR

D-700



EQUIPO DE CARDIOLOGÍA

DELTA® | **MEDIANA**
Equipo y Mobiliario Médico

DESCRIPCIÓN

DEFIBRILADOR/MONITOR MULTIPROPÓSITO DISEÑADO
PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS

USO EN AMBULANCIAS E INSTALACIONES DE EMERGENCIA.

INTEGRA DEFIBRILACIÓN BIFÁSICA MANUAL, AED,
MONITOREO ECG DE 3/5 DERIVACIONES, RESPIRACIÓN,
SPO2 MEDIANA D1 E IMPRESORA TÉRMICA.



CARACTERÍSTICAS

8.4"
LCD
PANTALLA

5
HORAS
DE AUTONOMÍA

6.5
KG
DE PESO

6-9
SEG
DE CARGA

200
DESCARGAS
CON BATERÍA

MODOS

DEFIBRILACIÓN MANUAL

Ofrece desfibrilación BTE escalable de 1 a 360 J adultos y de 1 a 100 J pediátrico. Incluye cardioversión sincronizada (SYNC) y descarga automática interna para seguridad clínica.

AED (AUTOMÁTICO)

Modo guiado para soporte vital básico con compensación dinámica de impedancia. Permite una descarga rápida en menos de 6 segundos (a 200J), optimizando el tiempo de respuesta en emergencias.

FUNCIONES

MONITOREO

Monitoreo multiparámetro integral: ECG de 3/5 derivaciones, respiración y saturación de oxígeno para pacientes adultos, pediátricos y neonatos.

MARCAPASOS TRANSCUTANEO (PACING)

Modos fijo y demanda con ajuste fino de corriente (0-140 mA). Utiliza pads de desfibrilación para una transición inmediata al tratamiento de bradiarritmias.

ACCESORIOS

**CABLE TRONCAL
ECG 3/5**



**SENSOR SPO2
ADULTO**



**CABLE
EXTENSOR
SPO2**



**PALETAS 2 EN 1: ADULTO Y
PEDIÁTRICO**



OPCIONALES

- **CO2 capnografía Respironics o Kingst**
- **CPR feedback**
- **Batería adicional**
- **Spoons internas cirugía corazón abierto (56/32/16 cm)**

- **ECG 12 derivaciones + Algoritmo Glasgow**
- **IBP 2 canales**
- **2 canales de temperatura**
- **NIBP**

CERTIFICADOS



FDA



COFEPRIS

Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

222 240 9980

222 211 6113

222 240 2687

ventas@deltamedic.com

