

ELECTROCARDIÓGRAFO

ECG-12C



EQUIPO DE CARDIOLOGÍA

DELTA®
Equipo y Mobiliario Médico

Advanced
Instrumentations

DESCRIPCIÓN

EL ECG-12C ES UN ELECTROCARDIÓGRAFO PROFESIONAL DE 12 CANALES DISEÑADO PARA DIAGNÓSTICOS DE ALTA FIDELIDAD, GARANTIZANDO RESULTADOS EXACTOS EN CUALQUIER ENTORNO CLÍNICO.

CUENTA CON 2 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.



CARACTERÍSTICAS

12

DERIVACIONES
SIMULTÁNEAS

24
bit

RESOLUCIÓN
A/D

3
HRS

AUTONOMÍA

5
KG

PESO SIN
BATERÍA

200
REGISTROS

GESTIÓN DE
PEDIDOS E
HISTORIAL

✓ PORTÁTIL

✓ ANTI-DESFIBRILACIÓN

DIAGNÓSTICO

- 1 Modos: Auto, Manual, Ritmo, R-R y VCG**
- 2 Detección de marcapasos y arritmias**
- 3 Frecuencia cardíaca: 30-300 BPM $\pm$ 1 BPM**
- 4 Colocación estándar, NEHB y Frank (VCG)**
- 5 Función de medición e interpretación automática**

Filtros de señal: AC, DFT, EMG, y CMRR > 115 dB



VISUALIZACIÓN

Pantalla táctil opcional

FORMATOS



3 x 4



6 x 2



3 x 4 + 1R*



6 x 2 + 1R



3 x 4 + 3R



12 X 1



6 x 1


Modos Letras Grandes y Cuadrícula configurable



***Estándar recomendable**

ACCESORIOS

**CABLE DE ECG
10 PUNTAS**




**ELECTRODOS
TORÁCICOS
ADULTO**



**ELECTRODOS
EXTREMIDADES
ADULTO**



**PAPEL DE REGISTRO
TÉRMICO**



**CABLE DE
ALIMENTACIÓN
Y FUSIBLES**



**BATERÍA
RECARGABLE**



REGISTRO E IMPRESIÓN



- ✓ Impresora térmica integrada
- ✓ Velocidades: 5, 10, 25 y 50 mm/s
- ✓ Papel plegado y en rollo compatible
- ✓ Soporte impresora USB externa (HP)
- ✓ Marca de calibración 1mV automática

MOVILIDAD

Red: 100-240V / 50-60Hz universal

Carro MT-201 (rodante básico)*

Lector de Código de barras*

Carro MT-801 (brazo articulado y canastilla)*

***Accesorios opcionales**



CONECTIVIDAD Y SALIDAS

● USB

● Ethernet

● RS-232

+ OPCIONALES

● Wi-Fi

✓ FORMATOS

- DAT

- PDF

- FDA-XML

- DICOM

● Transmisión DMS



CERTIFICADOS



**ISO
13485**



FDA



**IEC
60601-1**

Contáctanos

www.deltamedic.com/

Blvd. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

