

LÁMPARA DE FOTOTERAPIA

PT-2000



EQUIPOS Y SUMINISTROS DE NEONATOLOGÍA

DELTA®
Equipo y Mobiliario Médico

Advanced
Instrumentations

DESCRIPCIÓN

**EFICIENCIA CLÍNICA SUPERIOR: GRACIAS A SU
TECNOLOGÍA LED AZUL BAJO CONSUMO**

**DISEÑADA PARA OFRECER UNA DEGRADACIÓN DE
BILIRUBINA ALTAMENTE EFICIENTE SIN
COMPROMETER LA ESTABILIDAD TÉRMICA DEL
PACIENTE.**



***NECESARIO EL USO DE GAFAS DE
PROTECCIÓN PARA EL NEONATO**

CARACTERÍSTICAS

LONGITUD DE ONDA ÓPTIMA

Espectro Azul
450-470 nm.

REDUCCIÓN ACCELERADA

En rangos seguros
menores a 12-15
mg/dL en un
periodo de 12 a 24
horas.

POSICIONAMIENTO AJUSTABLE

Distancia variable
respecto al
paciente, y pantalla
donde se ve el
conteo de horas.

EFICIENCIA OPERATIVA Y FINANCIERA

LONGEVIDAD GARANTIZADA

Vida útil superior a las 20,000 horas. No hay cambios frecuentes de focos requeridos.

AHORRO DE ESPACIO

Su diseño elimina la necesidad de pedestales adicionales, liberando espacio crítico en la UCIN.

CONSUMO ENERGÉTICO

Tecnología de alta eficiencia que reduce el gasto eléctrico operativo de la unidad.

CERTIFICADOS



ISO 13485
ISO 9001



FDA



COFEPRIS



CE

Contáctanos

www.deltamedic.com/

Blvd. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

222 240 9980

222 211 6113

222 240 2687

ventas@deltamedic.com

