


MANDIL PLOMADO

SV / TIKI BLUE

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA





**0.5
mm
DE PLOMO**

**FDA
CERTIFICACIÓN**



✓ Almohadillas en los hombros

✓ Cierre de velcro que cruza por la espalda

TALLA	PECHO	ANCHO	LARGO
(M) Mediana	96.5 - 106.7 cm	55.9 cm	86.4 cm
(L) Grande	106.7 - 116.8 cm	61 cm	86.4 cm



Pídelo Ahora

Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

