

MESA DE CIRUGÍA

OT-500



EQUIPAMIENTO PARA SALA DE CIRUGÍA

DELTA®
Equipo y Mobiliario Médico

Advanced
Instrumentations

DESCRIPCIÓN

MESA ELECTRO-HIDRÁULICA INTEGRAL DISEÑADA PARA MÚLTIPLES ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS. UNA SOLA MESA, TODAS LAS POSICIONES, SIN COMPLICACIONES.



CARACTERÍSTICAS

IPX4

RESISTENTE A
SALPICADURAS

**110V
220V**

COMPATIBLES

**200
KG**

CARGA
MÁXIMA

50-80

PROCEDIMIENTOS
ESTIMADOS POR
CARGA DE
BATERÍA

DISPLAY

LED DE VOLTAJE
DE CARGA DE
BATERÍA

✓ **30V (3x12V) - Sistema de batería integrado**



APLICACIONES

- **Cirugía general**
- **Ginecología y obstetricia**
- **Urología**
- **Toracoabdominal**
- **Neurocirugía**
- **Ortopedia y traumatología**

ADICIONALES PARA CADA ESPECIALIDAD

- **Marco neurocirugía 3pts**
- **Marco tipo U**
- **Marco ortopédico**
- **Marco portal**
- **Puente renal**

POSICIONAMIENTO

- 1 Trendelenburg $\geq 22^\circ$ y anti-Trendelenburg $\geq 18^\circ$ integrado.
- 2 Inclinación lateral izquierda y derecha $\geq 18^\circ$
- 3 Placa de cabeza arriba $\geq 45^\circ$ / abajo $\geq 90^\circ$
- 4 Placa de piernas ajustables arriba $\geq 75^\circ$ / abajo $\geq 90^\circ$
- 5 Apertura de 90° piernas laterales
- 6 Deslizamiento eléctrico bajo equipo de rayos X



CONTROL Y SEGURIDAD

- **Control doble: Control alámbrico + panel táctil lateral.**
- **Bloqueo automático a los 30 segundos.**
- **Botón de reset a posición cero.**
- **Freno electromagnético de base.**
- **Ruedas de traslado ágil entre salas.**



SISTEMA HIDRÁULICO

- **Bomba silenciosa de bajo ruido.**
- **10 moviminetos con velocidad ajustable.**
- **Protección automática contra sobrecalentamiento.**
- **Válvula de seguridad ante sobrepeso.**

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



Acero inoxidable anticorrosivo en toda la estructura.

Compatible con Aceite estándar HL32 y detergentes neutros convencionales.

Mantenimiento preventivo cada 6 meses

Diagnóstico de fallas en 3 secciones simples.

Colchones desmontables y superficie radio transparente.

INCLUYE

- **2 brazeras**
- **2 pierneras**
- **2 taloneras**
- **2 hombreras**
- **Pantalla de anestesia**
- **Cinturón de sujeción**
- **Abrazaderas tipo Chuck**



CERTIFICADOS



ISO 13485



**2 años de
garantía contra
defectos de
fábrica**

Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

