

MONITOR ^{PM-2000XL} PLUS



EQUIPO DE MONITOREO DE PACIENTE

DELTA®
Equipo y Mobiliario Médico

Advanced
Instrumentations

DESCRIPCIÓN

MONITOR MULTIPARÁMETROS DE ALTA RESOLUCIÓN CON PANTALLA TFT A COLOR DE 12.1". DISEÑADO PARA SOPORTE VITAL Y VIGILANCIA EN ÁREAS DE CUIDADOS CRÍTICOS, GARANTIZANDO ESTABILIDAD TÉCNICA EN ENTORNOS DE ALTA DEMANDA CLÍNICA.



PARÁMETROS



✓ ECG (3/5 derivaciones)

✓ HR

✓ NIBP

✓ Temperatura

✓ SPo2

✓ Respiración

+ ADICIONALES

✓ Capnografía (EtCO2)

✓ IBP

✓ Gases Anestésicos

✓ Gasto Cardíaco

ACCESORIOS

**CABLE ECG 5
PUNTAS**



**BRAZALETE
NIBP**



TUBO NIBP



**SENSOR DE
TEMPERATURA**



SENSOR SPO2



**ADICIONALES:
PEDIÁTRICOS Y
NEONATOS E
IMPRESORA
TÉRMICA**



MODOS DE VISUALIZACIÓN

- **Estándar**
- **Letras grandes**
- **Constantes**
- **OxyCRG**
- **Tendencias**



CONECTIVIDAD Y SALIDAS

- Salida de video (VGA)
- Puerto de Red (RJ45)
- Puertos USB
- Salida de desincronización de desfibrilador



TRAZABILIDAD Y AUTONOMÍA

- Almacenamiento de hasta 120 horas de tendencias y 1,200 mediciones NIBP.
- Batería de Ion-Litio con autonomía de hasta 4 horas de uso continuo.

CERTIFICADOS



**ISO
13485**



FDA



COFEPRIS



**IEC
60601-1**



CE

Contáctanos

www.deltamedic.com/

Blvd. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

222 240 9980

222 211 6113

222 240 2687

ventas@deltamedic.com

