

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PM-2000XL



EQUIPO DE MONITOREO DE PACIENTE

DELTA® |
Equipo y Mobiliario Médico

Advanced
Instrumentations

DESCRIPCIÓN

EL PM-2000XL ES UN MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PORTÁTIL Y COMPLETO: VERSÁTIL, PRÁCTICO Y CERTIFICADO PARA ATENDER DESDE NEONATOS HASTA ADULTOS CRÍTICOS, EN CUALQUIER ESCENARIO CLÍNICO.

CON HASTA 8 FORMAS DE ONDA SIMULTÁNEAS Y 3 NIVELES DE ALARMA.



CARACTERÍSTICAS

8.4"
TFT
PANTALLA
TÁCTIL

6
HORAS
DE AUTONOMÍA.
BATERÍA LI-ON.

3.6
KG
DE PESO

120
HRS
DE TENDENCIAS

1,200
NIBP
MEDICIONES

✓ 120 segundos onda congelada

✓ 60 Eventos de alarmas

PARÁMETROS



✓ ECG (3/5 derivaciones)

✓ NIBP

✓ Temperatura

✓ SPO2

✓ Respiración

+ ADICIONALES

✓ CO2

✓ IBP

✓ ECG 12 derivaciones

ACCESORIOS

CABLE ECG 5 PUNTAS



BRAZALETE NIBP ADULTO



TUBO NIBP



SENSOR DE TEMPERATURA



SENSOR SPO2



**ADICIONALES:
PEDIÁTRICOS Y
NEONATOS E
IMPRESORA
TÉRMICA**



MODOS DE VISUALIZACIÓN

- **Estándar**
- **Letras grandes**
- **Constantes**
- **OxyCRG**
- **Tendencias**



CONECTIVIDAD Y SALIDAS

● Salida de video VGA

● Puertos USB

● ETHERNET

● RS-232

● + ADICIONALES

● Wi-Fi

● Código de barras

● Ranura tarjeta SD



CERTIFICADOS



ISO 13485



FDA



COFEPRIS



CE

Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

222 240 9980

222 211 6113

222 240 2687

ventas@deltamedic.com

