

OXÍMETRO DE DEDO

M170

EQUIPO DE MONITOREO DE PACIENTE



DESCRIPCIÓN

EQUIPO PORTÁTIL QUE UTILIZA TECNOLOGÍA AVANZADA PARA VERIFICAR EL VALOR DE SPO2 Y PR A TRAVÉS DEL DEDO, PROPORCIONANDO MEDIOS AVANZADOS Y NO INVASIVOS DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO.



CARACTERÍSTICAS

8
HORAS
ALMACENAMIENTO
Y ANÁLISIS DE
DATOS

6
MODOS DE
VISUALIZACIÓN

≤0.3%
BAJA
PERFUSIÓN

3
NIVELES DE
CONFIGURACIÓN

✓ Onda de pulso – Barra gráfica

✓ Medición: SpO2, PI y PR



- ✓ Pantalla a color OLED anti-raspaduras y salpicaduras.
- ✓ Brillo ajustable, menú y mensajes fáciles de leer. Uso con un solo botón.
- ✓ Memoria de última configuración.
- ✓ Apagado automático después de 8s, bajo consumo de baterías alcalinas AAA.
- ✓ Configuración de alarmas.
- ✓ Certificado para uso médico.
- ✓ Temperatura de funcionamiento: 5°C - 40°C
- ✓ Incluye correa.



✓ SpO2

- Rango de medida: 35-100%
- Rango de alarma: 50-100%
- Resolución: $\pm 1\%$
- Precisión: $\pm 2\%$ (70-99%), no especificado ($\leq 70\%$)
- Baja perfusión: $\leq 0.3\%$

✓ Índice de Perfusión

- Rango de medida: 0.3-30%

*El PI es una evaluación relativa de la fuerza del pulso en el sitio de monitoreo.

✓ Frecuencia de pulso

- Rango de medida: 30-250 lpm
- Rango de alarma: 50-130 lpm
- Resolución: ± 1 lpm
- Precisión: ± 2 lpm o $\pm 2\%$

MODOS DE VISUALIZACIÓN

Modo 1



Modo 2



Modo 3



Modo 4



Modo 5



Modo 6



CERTIFICADOS



ISO 13485



CE

Contáctanos

www.deltamedic.com/

Blvd. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

