

PROTECTOR DE GONADAS

806A / ROYAL BLUE

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA





**0.5
mm
DE PLOMO**

**FDA
CERTIFICACIÓN**

✓ **Set de 3 (una pieza de cada tamaño)**

✓ **Con cierre de broche**

✓ **Seguro y cómodo**

CH	MED	GDE
7.6 X 12.7 cm	15.2 x 17.8 cm	17.8 x 22.9 cm



Pídelo Ahora

Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

