

PROTECTOR DE GONADAS

806A / BLACK

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA





**0.5
mm
DE PLOMO**

**FDA
CERTIFICACIÓN**

✓ Set de 3 (una pieza de cada tamaño)

✓ Con cierre de broche

✓ Seguro y cómodo

CH	MED	GDE
7.6 X 12.7 cm	15.2 x 17.8 cm	17.8 x 22.9 cm



Pídelo Ahora

Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com



Shielding INC
International