


TRANSDUCTOR ULTRASONIDO


L741 (5.0 - 10.0 MHz)

ACCESORIOS DE RADIOLOGÍA E IMAGENOLOGÍA



DESCRIPCIÓN

TRANSDUTOR LINEAL GENERA UNA IMAGEN RECTANGULAR DE BORDES PARALELOS CON ALTA RESOLUCIÓN EN PROFUNDIDADES DE HASTA 2-5 CM, FACILITANDO LA MEDICIÓN Y EL SEGUIMIENTO PRECISO DE ESTRUCTURAS LINEALES



APLICACIONES

- ✓ **Ecografía vascular superficial (venas y arterias superficiales).**
- ✓ **Ecografía musculoesquelética: músculos gruesos, tendones principales y desgarros musculares**
- ✓ **Ecografía tiroidea, mamaria y de partes blandas superficiales.**



Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

