

TRANSDUCTOR ULTRASONIDO

L745 (5.0 - 11.0 MHZ)

ACCESORIOS DE RADIOLOGÍA E IMAGENOLOGÍA



DESCRIPCIÓN

TRANSDUTOR LINEAL DE ALTA FRECUENCIA QUE PRODUCE UN HAZ RECTANGULAR UNIFORME, PARA IMAGENES DE ESTRUCTURAS ANATÓMICAS SUPERFICIALES. SU AMPLIO RANGO MAXIMIZA LA RESOLUCIÓN AXIAL SUBMILIMÉTRICA EN CAMPO CERCANO Y LATERAL. SIN DEGRADACIÓN DE LA IMAGEN EN LOS BORDES DEL CAMPO HASTA 11.0 MHZ.



CARACTERÍSTICAS

**46
mm**

**Diseño lineal
extendido con
FOV**

**5
cm**

**Superficie
cutánea**

**7.5
MHz**

**Frecuencia
central**

**5.0-11.0
MHz**

**Rango de
frecuencia**

APLICACIONES

- ✓ **Partes pequeñas de alta resolución:**
Glándulas tiroides y paratiroides, tejido mamario, escrotal (testículos).
- ✓ **Rastreo de ganglios linfáticos superficiales y trayectos de nervios periféricos.**
- ✓ **Ecografía vascular superficial y evaluaciones musculoesqueléticas.**



Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

