

TRANSDUCTOR ULTRASONIDO


2P1 (2.0 - 4.0 MHZ)

ACCESORIOS DE RADIOLOGÍA E IMAGENOLÓGÍA



DESCRIPCIÓN

TRANSDUTOR SECTORIAL (PHASED ARRAY) ESPECIALIZADO EN CARDIOLOGÍA. CUENTA CON UN CABEZAL DE HUELLA REDUCIDA PARA ACCEDER A VENTANAS INTERCOSTALES ESTRECHAS, GENERANDO UN CAMPO DE VISIÓN EN ABANICO IDEAL PARA UNA VISUALIZACIÓN COMPLETA DEL CORAZÓN Y ESTRUCTURAS TORÁCICAS PROFUNDAS



CARACTERÍSTICAS

90°

Campo de visión
sectorial

~20
mm

Cabezal de
huella reducida

2.5
MHz

Frecuencia central
optimizada para
tejido cardíaco

3-240
mm

Profundidad de
escaneo

APLICACIONES

- ✓ Evaluación de las cámaras cardíacas, válvulas, función ventricular y pericardio.
- ✓ Frecuencia de 1.0 a 6.0 MHz para estructuras torácicas profundas.
- ✓ Protocolo de urgencias y trauma eFAST (evaluación cardíaca, pulmonar y abdominal de emergencia).



Contáctanos

www.deltamedic.com/

Blvd. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

