

TRANSDUCTOR ULTRASONIDO


6V4 (4.0 - 9.0 MHz)

ACCESORIOS DE RADIOLOGÍA E IMAGENOLOGÍA



DESCRIPCIÓN

EL TRANSDUTOR ENDOCAVITARIO PERMITE LA ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS MEDIANTE ACCESO VÍA TRANSVAGINAL O TRANSRECTAL. SU SONDA DELGADA CON CABEZAL MICRO CONVEXO SE ACERCA DIRECTAMENTE A ESTRUCTURAS PÉLVICAS LOGRANDO IMÁGENES DE ALTA RESOLUCIÓN A CORTA DISTANCIA.



CARACTERÍSTICAS

180°

Campo de visión
sectorial

**13
mm**

Cabezal de
huella micro
convexa

2D

Imágenes
bidimensionales

**4.0-9.0
MHz**

Alta resolución a
corta distancia

✓ **Diseño ergonómico - Mango delgado**

✓ **Alta definición en escala de grises**

APLICACIONES

- ✓ **Ginecología transvaginal: Evaluación minuciosa del endometrio, miomas, monitoreo folicular y patología pélvica con resolución superior a la vía abdominal.**
- ✓ **Urología transrectal.**
- ✓ **Detalle estructural de útero, ovarios, próstata y tejidos pélvicos adyacentes.**



Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

