

TRANSDUCTOR ULTRASONIDO

C351 (2.0 - 6.0 MHZ)

ACCESORIOS DE RADIOLOGÍA E IMAGENOLOGÍA



DESCRIPCIÓN

TRANSDUCTOR CONVEXO QUE AMPLÍA EL CAMPO DE IMAGEN Y PERMITE EXPLORAR ÓRGANOS ABDOMINALES PROFUNDOS. ESTÁ DISEÑADO PARA ESTUDIOS DE OBSTETRICIA, GINECOLOGÍA Y UROLOGÍA, ADEMÁS DE DIAGNÓSTICO ABDOMINAL GENERAL.



CARACTERÍSTICAS

**2.0-6.0
MHz**

Rango de
frecuencia para
estructura
profundas

**20-25
cm**

Resolución
diagnóstica
adecuada



APLICACIONES

- ✓ **Ecografía abdominal general: Hígado, vesícula biliar, páncreas, bazo, riñones y aorta abdominal.**
- ✓ **Uso estándar en obstetricia: Embarazo del segundo y tercer trimestre.**
- ✓ **Urgencias para el protocolo FAST.**
- ✓ **Permite la evaluación vascular abdominal (porta, arterias renales, aorta) dentro del mismo estudio sin cambio de sonda.**



Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

