CABLE TIERRA FÍSICA

AMBAS PUNTAS

ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MONITOREO




DELTA®
Equipo y Mobiliario Médico

Cable con pinzas caimán en ambos extremos. Establece la conexión a tierra entre equipos o hacia el punto de tierra de la instalación.

Conexión versátil

Cumple con normas IEC 60601-1.

Pinzas de apertura amplia para sujeción firme.



Constructor que soporta las condiciones del entorno hospitalario.

Conductor de baja resistencia para máxima eficiencia de la conexión a tierra.

Contáctanos

www.deltamedic.com/

Blvd. Héroes del 5 de Mayo No.115
Col. Gabriel Pastor 2da Sección.
C.P. 72425
Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980
(222) 211 - 6113
(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

DELTA®
Equipo y Mobiliario Médico